




Dimensiones y Especificaciones



A Radio mínimo de giro	670mm
– con espaciadores de brazo	693mm
con espaciadores de brazo extendidos	710mm
B Distancia mínima de la pared al respaldo	75mm
C Profundidad del asiento	360mm
– con asiento extendido	425mm
D Ancho min plegado hasta reposapiés	385mm
E Ancho abierto min hasta fin reposapiés	650mm
F Ancho del apoyabrazos - externo	550mm
– con espaciadores de brazo	590mm
– con espaciadores de brazo extendidos	637mm
G Ancho del apoyabrazos - interno	460mm
– con espaciadores de brazo	516mm
– con espaciadores de brazo extendidos	562mm
H Altura del respaldo del asiento	453mm
I Altura del reposapiés al asiento	465-540mm
– opción de asiento estándar	677-877mm
– opción de asiento inclinado	
J Altura mínima del reposapiés	85mm
Espacio requerido para aparcamiento inferior	550mm (56°) min to 675 at shallow angle (27°)
Intrusión mínima de la vía en la escalera	115mm
Voladizo min de la vía en la parte superior	86mm
Intrusión min de la vía en la parte inferior	400mm
Longitud mínima de la vía con bisagra	2300mm
Límite de peso máximo	137kg/21.5 stone
– versión de alta resistencia	160kg/25 stone
Velocidad	0.12m/sec (approx)
Fuente de alimentación	24v DC battery
Cargador	100-240v (50-60Hz)
Ángulo máximo de la escalera	56° (52° with hinge)

Colores de Asiento disponibles



CACAO



ARENA



JADE



RUBÍ



ZAFIRO



ROCA



SALVATEC
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

931 600 021
639 303 320


barcelona@salvatec.es
www.salvaescalerasbarcelona.net



SALVATEC MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Sioome (Delegació de Salvatec a Catalunya)
Avinguda de la Comunitat Europea, 4B 08917 Badalona, Barcelona

Handicare 1000 para uso interior



Fiable y fácil manejo

- Riel de aluminio estrecho con cremallera oculta y dos aparcamientos / puntos de carga
- Asiento giratorio manual y reposapiés plegable para permitir más espacio en las escaleras
- Cinturón de seguridad normal o con velcro
- Aparcamiento y llamada a distancia
- Sensores de seguridad
- Versión para personas con sobrepeso disponible hasta 160 kg
- Altura de asiento ajustable
- Joystick fácil de usar

Final abatible para lugares reducidos. Nuestra guía puede abatirse y ahorrar unos valiosos centímetros en su hogar



Nuestro salvaescaleras recto para interiores es ideal para espacios pequeños

Si necesitas subir escaleras hasta otra planta de su vivienda, nuestros salvaescaleras personalizados pueden darte la libertad de volver a disfrutar de toda tu casa, de forma independiente.

HANDICARE 1000

INDOOR STAIRLIFT



GET ON