



Handicare Freecurve


Salvaescaleras tramo curvo
de un solo raíl

Disfruta al máximo de tu hogar

La instalación de un salvaescaleras en el hogar puede transformar la vida de las personas con movilidad reducida, permitiéndoles acceder a diferentes plantas con independencia y seguridad. Este dispositivo ofrece autonomía, mejorando la autoestima y permitiendo mantener la rutina diaria sin interrupciones.

Los salvaescaleras modernos son fáciles de usar y cuentan con características de seguridad como cinturones y sensores de obstáculos, reduciendo el riesgo de accidentes. Además, su instalación es rápida y no requiere grandes reformas, adaptándose a la mayoría de escaleras existentes.

Instalar un salvaescaleras en casa abre nuevos horizontes para las personas con movilidad reducida. La independencia, seguridad y comodidad que ofrece este dispositivo mejoran significativamente la calidad de vida de sus usuarios, permitiéndoles disfrutar plenamente de su hogar sin barreras.



¿Vives en un bloque o comunidad?

La idea de Handicare es la de servir al cliente en cualquier tipo de necesidad. Así se explica cómo somos líder en la construcción de salvaescaleras para comunidades, con muchísimas sillas ya instaladas y clientes satisfechos. Nuestros diseñadores han pensado en las necesidades específicas de un salvaescaleras instalado en una comunidad, y también en las necesidades de las personas que viven en una comunidad y quieren comprar una solución cómoda, segura y funcional.

El salvaescaleras Handicare Freecurve está pensado también para ti.

- Equipamiento de serie de llaves, que permiten la utilización exclusiva del salvaescaleras para las personas que han participado en la compra.
- El salvaescaleras puede parar en cada planta.
- Los mandos permiten llamar la silla desde una planta a la otra. Además podéis enviarlo a la planta que deseáis.
- No bloquea las escaleras si se produce un corte de corriente en el edificio.
- Nuestros salvaescaleras Handicare Freecurve recorren hasta 45 metros de largo.
- Con las nuevas baterías 20 Ah de litio, podemos garantizar una autonomía de 700 metros sin necesidad de cargar.





Las ventajas de tu salvaescaleras

Gracias a sus muchas características, el salvaescaleras Freecurve Handicare es un recurso valorable para tu casa.




COMODIDAD

Todos nuestros salvaescaleras llevan un asiento confortable con apoyabrazos y cinturón de seguridad.



FÁCIL DE UTILIZAR

El salvaescaleras se maneja con un joystick ergonómico.




PERSONALIZACIÓN

Diseñada específicamente para su escalera. Esto nos permite también mantener su escalera accesible a todos.

ESPACIO

Una vez instalado todavía tendrás espacio suficiente a lo largo de las escaleras para subir y bajar andando de manera confortable.



RAÍL PLEGABLE AUTOMÁTICO

Para evitar boquear u obstruir la parte baja de las escaleras, hay disponible un raíl plegable automático con sistema de seguridad.



SILLA CON GIRO AUTOMÁTICO

Puede girar el asiento en el rellano, para subir y bajar en la silla con seguridad. Se puede hacer de forma manual y de forma automática.



SENSORES DE SEGURIDAD

El salvaescaleras está equipado con sensores de seguridad que lo bloquean cada vez que encuentra un obstáculo.




ACTIVESEAT

Esta solución, única y patentada, te ayuda suavemente al sentarte y levantarte de la silla.



Handicare le ofrece la selección de diferentes asientos de salvaescaleras, cada una disponible en una gama de colores. Hay un gran abanico de opciones, tanto en lo que respecta a la comodidad como el estilo, para que se ajuste lo mejor posible a su hogar. Porque la comodidad también puede ser elegante.



Classic

Tiene un atractivo acabado con efecto de cuero de grano. De poliuretano duradero y antideslizante, resistente y fácil de limpiar.


Opciones de colores para la tapicería*



Alliance

Perfecta combinación de diseño ergonómico y comodidad de asiento.

Opciones de colores para la tapicería*



Elegance

Elegance está ligeramente acolchada y ofrece una combinación armoniosa de diseño elegante y comodidad sofisticada.

Opciones de colores para la tapicería*



Opciones de sillas



Mando a distancia

Con una presión ligera en los botones de subida y bajada, el salvaescaleras siempre está a mano.



Joystick

Este joystick fácil de usar se puede montar tanto en el apoyabrazos izquierdo como derecho.



Interruptor de llave

La llave se puede sacar para evitar uso no autorizado.



Cinturón de seguridad

Incluido de serie para su protección y seguridad.



Articulación del reposapiés**

Se pliega simultáneamente con la silla.

Giro automático**

La silla se moverá automáticamente accionada con el joystick.

Articulación manual

La manivela hace que la silla gire hacia un lado permitiendo una subida y bajada segura.

Diseño compacto

El apoyabrazos y el reposapiés se pueden plegar fácilmente, maximizando el espacio libre en las escaleras.



Sensores de seguridad

El salvaescaleras Handicare está equipado con sensores de seguridad que están diseñados para parar el salvaescaleras si se encontrara con algún obstáculo al subir o bajar la escalera.

Como usar el Salvaescaleras

PASO 1

Siéntate en tu salvaescaleras. Verás que nuestro Active Seat te ayudará a sentarte gradualmente para reducir la tensión en tus articulaciones y músculos.

Cuanto oigas un "clic", el Active Seat está bloqueado y el salvaescaleras listo para ser utilizado.



PASO 2

Abróchese el cinturón de seguridad. Luego pulsando un botón, podrás abrir el reposapiés y apoyar cómodamente los pies.



PASO 3

Cuando te sientas listo, utiliza el joystick para mover el salvaescaleras.



PASO 4

Mantén pulsado el joystick a lo largo de todo el recorrido. ¡Verás que es imposible estar sin este servicio cómodo y seguro!



PASO 5

Como último paso, espera cómodamente que el salvaescaleras llegue a la planta deseada, desbloquea el cinturón de seguridad y baja del salvaescaleras. El sistema Active Seat también te ayuda cuando bajes de la silla.



“¡No pensaba que es tan fácil de utilizar, puedo bajar y salir de casa cómodamente!”



931 600 021
639 303 320

barcelona@salvatec.es
www.salvaescalerasbarcelona.net



SALVATEC MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Sioome (Delegació de Salvatec a Catalunya)
Avinguda de la Comunitat Europea, 4B 08917 Badalona, Barcelona